



DIVAN FIXE – BÂTI ÉPOXY – SELLERIE PLATE
(RÉFÉRENCE : 2003/2L)



CARACTÉRISTIQUES:

- Bâti en tube acier rond, époxy blanc (autres coloris au choix).
- Equipé de 4 patins noirs.
- Sellerie plate, épaisseur 60 mm.
- Dossier réglable par autoblocage mécanique - commande bilatérale.
- Déclive dossier de 10°.
- Porte rouleau.
- Mousse Assise et dossier densité 38 kg/m3.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 2000 × l. 720 × H. 800 mm.
- Dossier: L. 600 × l. 670 mm.
- Assise: L. 1300 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 30 kg.
- Poids supporté: 200 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Trou visage dans dossier. **(LUMIÈRE)**
- Paire de rotules de fixation pour étriers. **(FIX/ROTULES)**
- Paire d'étriers INOX. **(1991/0)**
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane. **(1991/2)**
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. **(ROTULES/PU)**
- Douilles pour porte sérum (la paire). **(3053/D)**
- Tige porte sérum 2 crochets simples. **(2050/80)**
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). **(4160/1)**
- Protection PVC cristal transparent. **(PROTEC)**
- Protection PVC cristal transparent – totalité du divan (fixation velcro). **(PROTECTOTAL/VELCRO)**
- Protection PVC cristal transparent – totalité du divan (agrafé à la sellerie). **(PROTECTOTAL/AGRAF)**