



DIVAN ÉCO – LARGEUR 800 MM – HAUTEUR 800 MM
(RÉFÉRENCE : 2010/12)



CARACTÉRISTIQUES:

- Bâti en tube carré époxy blanc et entretoises.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Dossier réglable par autoblocage mécanique commande bilatérale.
- Porte rouleau.
- Dessous assise et dossier en mélaminé blanc.
- Mousse Assise et dossier densité 28 kg/m3.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 2000 × l. 800 × H. 800 mm.
- Dossier: L. 600 × l. 800 mm.
- Assise: L. 1350 × l. 800 mm.
- Poids du divan: 35 kg.
- Poids supporté: 200 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.
- Livré démonté.

OPTIONS:

- Paire de douilles coulissantes pour étriers. **(2106/12DE)**
- Douille + coulisse chromée pour porte sérum. **(2050/D)**
- Paire d'étriers INOX. **(1991/0)**
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane. **(1991/2)**
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. **(ROTULES/PU)**
- Tige porte sérum 2 crochets simples. **(2050/80)**
- Barrières rabattables. **(2160/B)**
- Housse de protection pour barrières. **(2161/B)**
- Trou visage dans dossier. **(LUMIÈRE)**
- Jeu 4 roulettes (ø 100 mm à frein). **(2160/R)**
- Jeu 4 roulettes double galet (ø 75 mm à frein). **(2180/R)**
- Jeu 4 roulettes double galet (ø 100 mm à frein). **(2190/R)**
- Coussin semi-cylindrique largeur 700 mm (pour divan 800 mm). **(4160/2)**
- Protection PVC cristal transparent pour les pieds du patient. **(PROTEC)**
- Protection PVC cristal transparent – totalité du divan (fixation velcro). **(PROTECTOTAL/VELCRO)**
- Protection PVC cristal transparent – totalité du divan (agrafé à la sellerie). **(PROTECTOTAL/AGRAF)**
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte sérum/appui-bras. **(2160/RAIL)**
- Paire de gouttières en PU – réglable en hauteur et inclinable. **(3053/G)**