



**DIVAN FIXE LICATA – 3 PLANS – LARGEUR 670 MM**  
**(RÉFÉRENCE : 2107/12V)**



**CARACTÉRISTIQUES:**

- Bâti en tube carré époxy blanc.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie tendue, épaisseur 50 mm.
- Dossier et partie centrale réglables par vérin à gaz.
- Assise relevable réglable manuellement, avec découpe.
- Dessous assise et dossier en capot abs blanc.
- Cuvette inox coulissante.
- Paire de douilles coulissantes pour étriers.
- Porte rouleau (dossier et partie centrale).
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.

**DIMENSIONS:**

- Hors tout: L. 2000 × l. 670 × H. 800 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.
- Partie centrale : L. 850 × l. 670 mm.
- Assise: L. 450 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 40 kg.
- Poids supporté: 200 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**OPTIONS:**

- Jeu 4 roulettes (ø 100 mm à frein). **(2160/R)**
- Jeu 4 roulettes double galet (ø 75 mm à frein). **(2180/R)**
- Jeu 4 roulettes double galet (ø 100 mm à frein). **(2190/R)**
- Trou visage dans dossier. **(LUMIÈRE)**
- Barrières rabattables. **(2160/B)**
- Housse de protection pour barrières. **(2161/B)**
- Paire d'étriers INOX. **(1991/0)**
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane. **(1991/2)**
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. **(ROTULES/PU)**
- Douille + coulisse chromée pour porte serum. **(2050/D)**
- Tige porte serum 2 crochets simples. **(2050/80)**
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). **(4160/1)**
- Protection PVC cristal transparent pour les pieds du patient. **(PROTEC)**
- Protection PVC cristal transparent – totalité du divan (fixation velcro). **(PROTECTOTAL/VELCRO)**
- Protection PVC cristal transparent – totalité du divan (agrafé à la sellerie). **(PROTECTOTAL/AGRAF)**
- Rail + douille coulissante (la paire) pour porte serum/appui-bras. **(2160/RAIL)**
- Paire de gouttières en PU – réglable en hauteur et inclinable. **(3053/G)**