



DIVAN PÉDIATRIE – 1 PLAN
(RÉFÉRENCE : 2110/0)



CARACTÉRISTIQUES:

- Table fixe – hauteur de 800 mm.
- Équipé de 4 patins noirs.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Sellerie tendue avec bourrelets latéraux sur 3 côtés, épaisseur 50 mm.
- Capot ABS sous l'assise.
- 1 plateau recouvert d'un revêtement PVC.
- Mousse assise densité 38 kg/m³.

DIMENSIONS:

- H. tout: L. 1000 × l. 670 × H. 800 mm.
- Poids du divan: 35 kg.
- Poids supporté: 120 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Porte rouleau. **(2009/0)**
- Tiroir coulissant. **(2110/TIROIR)**
- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) **(H. max/mini modifiées, + 8 cm). (2160/R)**
- Jeu 4 roulettes double galet (Ø 75 mm à frein) **(H. max/mini modifiées). (2180/R)**
- Jeu 4 roulettes double galet (Ø 100 mm à frein) **(H. max/mini modifiées). (2190/R)**
- Protection PVC cristal. **(PROTEC)**