



DIVAN LICATA 3 PLANS – PROCLIVE/DÉCLIVE – AVEC BOURRELETS – LARGEUR 670 MM **(RÉFÉRENCE : 2137/C)**



BVCert. 6246287

CARACTÉRISTIQUES:

- Réglable en hauteur de 560 à 960 mm avec proclive/déclive +20°/-20°.
- Bâti en tube carré époxy.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie tendue, avec bourrelets latéraux épaisseur 50 mm.
- Dossier proclive/déclive (+75°/-15°) réglable par vérin à gaz (commande bilatérale).
- Partie centrale réglable par vérin à gaz, assise relevable réglable manuellement.
- Cuvette inox coulissante.
- 1 paire de douilles coulissantes pour étriers.
- Dessous assise et dossier en capot abs blanc.
- Porte rouleau (dossier et partie centrale).
- Mousse assise et dossier densité 38 kg/m3.
- Moteur classe II.
- Commande manuelle.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.



DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 2000 × l. 670 × H. 560/960 mm.
- Dossier: L. 650 × l. 670 mm.
- Partie centrale : L. 850 × l. 670 mm.
- Assise: L. 450 × l. 670 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 300 kg.

OPTIONS:

- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm) avec blocage centralisé (**H. max/mini modifiées / + 10 cm**). (2170/R)
- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) (**H. max/mini modifiées / + 8 cm**). (2160/R)
- Jeu 4 roulettes double galet (Ø 75 mm à frein) (**H. max/mini modifiées, + 8 cm**) (2180/R)
- Jeu 4 roulettes double galet (Ø 100 mm à frein) (**H. max/mini modifiées, + 10 cm**) (2190/R)
- Trou visage dans dossier. (**LUMIÈRE**)
- Barrières rabattables. (**2160/B**)
- Housse de protection pour barrières. (la paire) (**2161/B**)
- Paire d'étriers INOX. (**1991/0**)
- Paire d'étriers en mousse polyuréthane. (**1991/2**)
- Paire d'étriers en PU avec système de rotules. (**ROTULES/PU**)
- Douille + coulisse chromée pour porte sérum. (**2050/D**)
- Tige porte sérum 2 crochets. (**2050/80**)
- Dossier électrique (commande manuelle). (**DOS/ELECM**)
- Dossier électrique (commande aux pieds). (**DOS/ELECP**)
- Batterie autonome. (**Durée Max 24H après chargement / 50 cycles**). (3515/0)
- Coussin semi-cylindrique largeur 600 mm (pour divan 670 mm). (**4160/1**)
- Protection PVC cristal transparent pour les pieds du patient. (**PROTEC**)
- Protection PVC cristal transparent – totalité du divan (fixation velcro). (**PROTECTOTAL/VELCRO**)
- Protection PVC cristal transparent – totalité du divan (agrafé à la sellerie). (**PROTECTOTAL/AGRAF**)
- Rails + douilles coulissantes (la paire) pour porte sérum/appui-bras. (**2160/RAIL**)
- Paire de gouttières en PU – réglable en hauteur et inclinable. (**3053/G**)
- Commande au pied 4 touches (à la place de la commande manuelle). (**CDEPIEDLICATA**)
- Echancrure sur assise du divan. (**ECHANC/3PLANS**)