



FAUTEUIL EEG SUR POMPE HYDRAULIQUE
(RÉFÉRENCE : 3060/0)



Photos non contractuelles

CARACTÉRISTIQUES:

- Fauteuil de consultation en 3 parties.
- Sur piètement X avec 4 roulettes Ø 100 mm à frein.
- Sur pompe hydraulique, hauteur de 620 à 770 mm.
- Dossier et jambièrre synchrones et réglables par vérin à gaz.
- Têteière réglable en hauteur et profondeur.
- 2 appui-bras en revêtement PVC pivotants, articulés, réglables en hauteur.
- Mousse densité 38 kg/m3.

DIMENSIONS:

- Hors tout: L. 1680 × l. 850 x H. 620/770 mm.
- Dossier: L. 560 x l. 540 mm.
- Assise: L. 480 × l. 540 mm.
- Jambière: L. 270 × l. 540 mm.
- Poids du fauteuil: 70 kg.
- Poids supporté: 120 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Paire d'accoudoirs en PVC avec système de rotules. **(ROTULES/ACC)**