



**FAUTEUIL ORL « CORBIE » - POMPE HYDRAULIQUE**  
**(RÉFÉRENCES : 3520/0 – 3530/0)**



**CARACTÉRISTIQUES:**

- Fauteuil de consultation en 3 parties.
- Pompe hydraulique tournant blocable, hauteur de 600 à 740 mm.
- Dossier et jambière synchrones et réglables par vérin à gaz.
- Accoudoirs escamotables.
- Appui-tête en mousse de PU noir incurvé.
- Repose pied réglable et synchrone avec le mouvement de la jambière.
- Mousse densité 38 kg/m3.

**DIMENSIONS:**

- Hors tout: L. 1470 x l. 600 x H. 600/740 mm.
- Dossier: L. 660 x l. 540 mm.
- Assise: L. 460 x l. 540 mm.
- Jambière: L. 320 x l. 540 mm.
- Poids du fauteuil: 70 kg.
- Poids supporté: 120 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**OPTIONS:**

- Tête réglable et orientable oreillette (Ø 9 cm). **(603/0)**
- Tête NETTI réglable en hauteur et profondeur (30 cm). **(NETTI)**

**DIFFÉRENTS MODÈLES:**

- (réf: 3520/0) sur socle rond (Ø 660 mm).
- (réf: 3530/0) sur socle trapèze.