



FAUTEUIL ORL CCA – HAUTEUR ÉLECTRIQUE
AVEC 4 ROULETTES Ø 100 À FREIN
(RÉFÉRENCE : CCA2512/ROUL)



(photo non contractuelle)

CARACTÉRISTIQUES:

- Fauteuil de consultation en 4 parties.
- Sur piètement avec 4 roulettes à frein Ø 100 mm.
- Hauteur variable avec 1 colonne électrique de 600 à 800 mm (sans système de rotation)
- Sellerie tendue, épaisseur 60 mm.
- Synchronisation du Dossier (-5° à + 85°), de la jambière (0° à + 80°) et du repose-pied par vérin à gaz.
- Accoudoirs escamotables.
- Commande au pied.
- Mousse densité 38 kg/m3.
- Moteur classe II.

DIMENSIONS:

- H. tout: L. 1810 × l. 810 × H. 600/800 mm.
- Dossier: H. 650 × l. 400 mm.
- Assise: P. 470 × l. 450 mm.
- Jambière: H. 230 × l. 370 mm.
- Tête: H. 165 × l. 200 mm.
- Poids du fauteuil: 60 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Motorisation électrique dossier/jambière. **(3522/0)**
- Système rotatif (hauteur augmentée de 10 cm). **(3521/0)**
- Tête réglable et orientable oreillette (Ø 9 cm). **(603/0)**
- Tête NETTI réglable en hauteur et profondeur (30 cm). **(NETTI)**