

Set de pose stérilet à usage unique - boîte de 10 - Ref: 47805



Description du produit

Le dispositif est composé de : Une pince de Pozzi droite en polyamide (PA) Une pince de Chéron coudée en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Des ciseaux coupe-fil latéral en ABS Un hystéromètre CH14 en polyéthylène basse densité (PEBD) et en copolymère de styrène butadiène (CSB)

Le set de pose de stérilet permet de poser un dispositif intra-utérin dans la cavité utérine.

La pince de Pozzi droite permet la préhension du col utérin et la réalisation d'une « traction-fixation » sur le col utérin afin de permettre d'ajuster l'angle de flexion de l'utérus à

180°. Cette correction de l'angle de flexion est nécessaire lors de l'introduction d'instruments

et de la pose du dispositif intra-utérin sans prendre le risque de perforer l'utérus. La pince de Chéron

coudée permet de nettoyer l'utérus et la zone de travail. Les ciseaux coupe-fil latéral ou distal

permettent de couper les fils du dispositif intra-utérin. L'hystéromètre permet d'apprécier

la profondeur de la cavité utérine

Caractéristiques

Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)

NON

Réservé aux Professionnels de santé

Male

Éligible livraison cadencée

NON
