

ISOGL205

FICHE TECHNIQUE



GANT LATEX NON POUDRE RUGUEUX

Matière : Gant en latex

Couleur : Naturel

AQL 1.5

Non poudré

Attention · Risques d'allergies possibles - Le latex est une matière naturelle qui contient des protéines

Ambidextre

Bord roulé, doigt texturé

Rugueux

Qualité médicale

Tailles disponibles



Reference	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.2	Epaisseur (mm)		
				Doigt	Paume	Bord
ISOGL205-S	240	85	4,5	0,12 ± 0,01	0,11 ± 0,01	0,09 ± 0,02
ISOGL205-M	240	95	5			
ISOGL205-L	240	105	5,5			
ISOGL205-XL	240	115	6			

Normalisation



Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie I Risques mineurs

Règlement UE 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la réglementation REACH

EN 21420: 2020

Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3

Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Restrictions : Ne convient pas aux contacts d'aliments acides

Système de management certifié



Conditionnement

	Boîte	Carton	Palette
Conditionnement	Boîte de 100	Carton de 1000 - 10 x 100	70 CC - 7 couches x 10 CC - 70000
Dimensions en mm	210 x 110 x 65 mm	340 x 230 x 220 mm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Barre code Inner	3221170000509	3221170000486	3221170000493	3221170001315
Barre code Outer	3221170002497	3221170002503	3221170002510	3221170002527

Avantages

- Dextérité
- Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- Souplesse
- Toucher agréable
- Elasticité

Secteurs d'utilisation



Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit	5 ans (date de péremption indiqué sur la boîte et le carton)
Origine	ASIE
Code douanier	40151990000

