

ISOGNB321

FICHE TECHNIQUE



GANT NITRILE BLEU NON POUDRE

Matière : Gant en nitrile

Couleur : Bleu

AQL 1.5

Non poudré

Ambidextre

Bord roulé

Texture non glissante

Bout des doigts texturés

Retirer les gants en évitant de toucher la partie extérieure. Pour cela, replier l'extrémité de la manchette et retirer les gants en les retournant.

Qualité médicale

Tailles disponibles

S
6/7

M
7/8

L
8/9

XL
9/10

XXL
10/11


Reference MEDIPROTEC	Longueur (mm) ± 5	Largeur paume (mm) ± 5	Poids (G) ± 0.2	Épaisseur (mm) Paume
ISOGNB321-S	240	85	3,2	0,06 ± 0,01
ISOGNB321-M	240	95	3,5	
ISOGNB321-L	240	105	3,8	
ISOGNB321-XL	240	115	4,1	
ISOGNB321-XXL	240	125	4,4	

Normalisation

CE 2777

Règlement UE 2016/425 sur les EPI - Catégorie III - Risques mortels ou dommages irréversibles

Règlement UE 2017/745 sur les dispositifs médicaux - Classe 1

Conforme à la réglementation REACH

EN ISO 21420 : 2020

Exigences générales pour les gants de protection

EN 455-1-2-3

Gants médicaux non réutilisables : détection des trous, propriétés physiques, évaluation biologique

EN ISO 374-1/Type B

EN ISO 374-5:2016



KPT



VIRUS

Gant de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-organismes



Aptes aux contacts alimentaires selon la directive CE 1935/2004

Sans restrictions

Système de management certifié



Conditionnement

	Boîte	Carton	Palette
Taille S, M, L, XL	Boîte de 100	Carton de 1000 - 10 x 100	70 CC - 7 couches x 10 CC - 70000
Taille XXL	Boîte 90	Carton de 900 - 10 x 90	70 CC - 7 couches x 10 CC - 63000
Dimensions en mm	210 x 110 x 65 mm	340 x 230 x 220 mm	80 x 120 cm

EAN 13	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Code barre Inner	3221170000837	3221170000844	3221170000851	3221170000868	3221170018658
Code barre Outer	3221170002619	3221170002626	3221170002633	3221170002640	3221170018665

Avantages

- Dextérité
- Imperméabilité : protection optimale contre les risques de contamination et de transmission
- Résistance
- Gainant : s'adapte parfaitement à la main
- Existe en plusieurs couleurs : bleu, noir et blanc
- Non poudré : l'absence de poudre limite les risques allergiques

Secteurs d'utilisation



Conditions de stockage et de conservation

Durée de validité du produit	3 ans (date de péremption indiqué sur la boîte et le carton)
Origine	ASIE
Code douanier	4015110000

