



DRAP D'EXAMEN 100% CELL. MT 42 H 50 1X9

Drap d'examen

**C62810**



## Détails Techniques

Matière Première	CELLULOSE 100%	Absorption par immers.%(+/- 10)	485	Nb. Formats	121
Nb. Plis	2	Absorption Klemm mm/10(+/-5)	90	Longueur Rouleau (m)	42,35
Grammage par Pli (g/m2)	16,0	Res.Tract.Longit. Sèche N/m(+/-50)	405	Diamètre Rouleau (cm)	13,10
Couleur	BLANC	Res.Tract.Transv. Sèche N/m(+/-50)	235	Mandrin	STANDARD
Point de blancheur	85	Res.Tract.Longit. Humide N/m(+/-50)	141	Diamètre Mandrin (mm)	39
Méthode de blanchiment	ECF	Res.Tract.Transv. Humide N/m(+/-50)	62	Pcs par Paquet	1
Traitement WS	OUI	Largeur Format (cm)	50,00	Paquets par Coli <sup>§</sup>	9
Gaufrage	SATIN	Longueur Format (cm)	35,00	EAN Paquet	8022650015120
Adhésion Plis	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforation	OUI	EAN Colis	18022650015127



## Détails Logistiques

Dimensions Paquet (cm HxTxP)	--	Emballage Paquet	POLYTHENE	Colis par Palette	30
Dimension Colis (cm HxTxP)	50,70x40,10x40,10	Emballage Colis	CARTON	Colis par Couche	6
Dimensions Palette (cm HxTxP)	268,50x120,30x80,20	Certification Palette	EUR	Couches per Palett	5
Volume Colis (m3)	0,0815	Construction Palette	--	Demi-palette	NO



This product meets EU GPP criteria, therefore it can be offered in public tenders organized by contracting authorities.



Les données techniques ci-dessus sont issues d'études effectuées sur des articles standard et sont seulement fournies à titre d'informations. Sur demande spécifique nous pouvons vous fournir informations supplémentaires. Les mesures ont été effectuées en respectant les tolérances en vigueur.