

MASQUE CHIRURGICAL 3 PLIS À USAGE UNIQUE - EN 14683 TYPE IIR

DESCRIPTION

Cette boîte contient 50 masques chirurgicaux non-tissés 3 plis EN14683:2019 Type IIR à usage unique, de couleur **Bleu Marine**.

Chaque masque est constitué d'un complexe filtrant à 3 couches (SMS), une barrette nasale et de 2 élastiques auriculaires. Les masques chirurgicaux sont des Dispositifs Médicaux de Classe I, Règle 1 selon le Règlement 2017/745.

L'Efficacité de Filtration Bactérienne (EFB) de ce masque de protection respiratoire est supérieure ou égale à 98% selon la norme EN 14683:2019. Convient en milieu médical. La bonne utilisation de ce masque limite la transmission des virus respiratoires.

CARACTÉRISTIQUES

- Masque jetable à usage unique
- Dispositif médical conforme à la norme EN14683
- Type IIR : Efficacité de Filtration Bactérienne (EFB) $\geq 98\%$
- Fixation facile et rapide par élastiques auriculaires
- Modèle plissé avec barrette nasale pour une meilleure ergonomie faciale
- Non-tissé à 3 couches (SMS) non-stérile
- Antiprojection de gouttelettes et résistant aux éclaboussures
- Dimensions du masque : 17,5 x 9,5 cm (+/- 0.5mm)
- **Bleu Marine**

TABLEAU DONNÉES LOGISTIQUES

REF INTERNE:
OPMPR-C3PT2R-
BM-LOT50

BARCODE:
3701417800654

CONDITIONNEMENT:
BOITE DE 50
MASQUES

POIDS UNITAIRE:
239 G

POIDS CARTON:
10.86 KG

TAILLE CARTON:
52.5 X 38.5 X 42.5

COLISAGE:
40 BOITES

SOUS COLISAGE:
0

NB DE PCS /
PALETTE :
800 BOITES



Usage unique

