



## TECHNICAL DATA SHEET

<b>Produit/Product</b>	Code / Code nr.	<b>MEDIPRO 50/50 LISSE</b>	
	Description / Description	<b>Drap d'examen</b>	
<b>Matière première / Raw Material</b>	Qualité du papier/ Quality of paper	Description	<b>100% cellulose</b>
	Nr. de plis / Nr. of plies	Nr.	<b>2 x 17,5 gr</b>
	Couleur du papier / Colour of paper	Description	<b>Blanc</b>
	Degré de blancheur / Whiteness degree	%	<b>87</b>
	Gaufrage / Embossing	oui/non	<b>non</b>
	Collé / Glued	Description	<b>non</b>
	Certificat CE / CE certificate	oui/non	<b>oui</b>
<b>Format / Sheet</b>	Hauteur du rouleau/format / Width	cm	<b>50,00</b>
	Longueur de feuille / Sheet's Length	cm	<b>34,00</b>
	Predecoupe / Perforation	oui/non	<b>oui</b>
<b>Rouleau / Roll</b>	Formats / Sheets	Nr.	<b>147</b>
	Longeur du rouleau / Length of roll	mt.	<b>50,00</b>
	Diamètre du rouleau / Roll Diameter	cm	<b>11,00</b>
	Diamètre du mandrin / Core Diameter	mm	<b>42</b>
	Mandrin / Core	Type	<b>oui</b>
	Emballage du rouleau/ Package of the roll	Type	<b>oui</b>
	Code EAN / EAN code		<b>-</b>
<b>Colis / Pack</b>	Type de pack / Type of pack	Type	<b>poly</b>
	Rouleaux par colis / Rolls per pack	Nr.	<b>1x12</b>
	Code EAN colis / Ean Code of pack		<b>-</b>
	Taille du colis (L x P x H) / Pack Size	cm	<b>40x30x50</b>
<b>Palette / Pallet</b>	Pallet	Type	<b>Epal</b>
	Colis pour palette / Packs per pallet	nr.	<b>30</b>

Les données techniques ci-dessus sont fournies à titre indicatif. Plus d'informations peuvent être fournies sur demande spécifique. Tolérance +/- 5%