


PANSEMENTS ADHÉSIFS SOFFIX MED



Le **Pansement Stérile Soffix Med PIC** est un pansement stérile non-tissé et extensible, ce qui permet de l'adapter sur toutes les parties du corps même les plus délicates comme sur les endroits de plicature grâce à sa flexibilité. Doux au toucher et agréable à porter, le **Pansement Stérile Soffix Med PIC** ne colle pas à la plaie et se retire sans douleur.

Ce **Pansement Stérile Soffix Med PIC** est prévu pour soigner les plaies post-opératoires ou lors d'une blessure. Il est donc utilisable autant par les professionnels de santé que les particuliers. Vous pouvez toujours avoir un pansement à portée de main, dans votre trousse de médecin, infirmière, en cabinet mais aussi dans votre sac à main, trousse de secours, de voyage... car ce **Pansement Stérile Soffix Med PIC** est emballé individuellement.

Spécificités :

- Grâce à la pellicule micro-perforée du tampon, il ne colle pas à la plaie
- Le tampon interne à haute capacité d'absorption, laisse la plaie toujours sèche, ce qui facilite la guérison
- Le support adhésif, souple et confortable, adhère sur les 4 côtés et protège complètement la plaie
- Stérile, il est emballé en enveloppe simple scellée
- Retrait indolore

Au choix :

- 5 x 7 cm - Boîte de 100
- 8 x 10 cm - Boîte de 50
- 10 x 15 cm - Boîte de 50
- 10 x 20 cm - Boîte de 50