



Description

Poids : 12g

Masque / Filtre : Masque 3D avec de multiple couche de polypropylène SMS

Bandeau de tête : Bandeau textile avec fixation à 4 points

Pince nez : Pince à nez intégré réglable en métal/polypropylène

Joint d'étanchéité : Pont nasal en mousse souple

Valve : Vanne en polypropylène avec membrane en caoutchouc thermoplastique sans latex

Emballage : Sachet individuel

Emballage

× 10
Pièces

→

× 24
Boîtes

→

240
Pièces / Carton

Caractéristiques

- La forme ergonomique du design 3D offre un meilleur confort d'utilisation à l'utilisateur.
- La lèvre d'étanchéité souple garantit une position sûre et étanche du masque sur le visage de l'utilisateur.
- Pince à nez flexible et ajustable pour un meilleur ajustement
- Fixation à 4 points pour créer un ajustement optimal et offrir une efficacité globale améliorée.
- Soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire et l'accumulation de chaleur et d'humidité dans le masque
- Sans latex pour éviter les allergies
- Masque respiratoire pliable facile à transporter
- Masque respiratoire à usage unique

Sans latex

Pliable

Clip nasal

3D

Valve

Carton	(L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	Pays d'origine
0.58 × 0.46 × 0.26			Nous contacter	Chine

Normes

EN149:2001 + A1:2009
FFP3 NR

CAT.III