

COMPRESSE Non stérile

- Non-tissé
- 4 plis
- En 30 ou 40 g/m²

Certifications et normes :


- Fabriqué et distribué sous un système de management de la qualité certifié ISO 13485 :2016.
- Conforme aux normes NF EN 1644-1 et 1644-2

Stockage :

- A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.
- Durée de la validité du produit : 5 ans

Langues présentes sur les packagings :

Français	Italien
Anglais	Finois
Allemand	Néerlandais
Portugais	Grec
Espagne	Bulgare



Descriptif et avantages

- Usage unique

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS	GRAMMAGE	PLIS	CONDITIONNEMENT	
				SACHET	CARTON
A0175500DM	5 x 5 cm	30 g/m ²	4 plis	100 compresses	50 boîtes
A0175501DM	7,5 x 7,5 cm	30 g/m ²	4 plis	100 compresses	50 boîtes
A0175502DM	10 x 10 cm	30 g/m ²	4 plis	100 compresses	50 boîtes
A0175503DM	7,5 x 10 cm	30 g/m ²	4 plis	100 compresses	50 boîtes
A0175505DM	5 x 5 cm	40 g/m ²	4 plis	100 compresses	50 boîtes
A0175506DM	7,5 x 7,5 cm	40 g/m ²	4 plis	100 compresses	50 boîtes
A0175508DM	10 x 10 cm	40 g/m ²	4 plis	100 compresses	50 boîtes

Compresse en non tissé (50% viscose/50% polyester) 4 plis, en 30 g/m² et 40 g/m², souple et résistante. Les compresses en non tissé non stériles sont utilisées principalement pour protéger et ou nettoyer les plaies avec ou sans exsudats et de recueillir des exsudats. Elles peuvent servir de maintien de pansement ou sous un bandage.

Précautions d'emploi

- Ne pas ouvrir la boîte avec un objet coupant.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Les compresses stériles doivent être utilisées qu'une seule fois ; elles doivent être utilisées dès que l'emballage est ouvert. En cas de réutilisation, il existe un risque de contamination, d'altération, de dysfonctionnement du produit.
- Avant toute utilisation, vérifiez l'intégrité de la compresse (effilochement). Si les compresses se déchirent ou s'effilochent en cours d'utilisation, jetez-les. En cas de doute, ne les utilisez pas et prenez un nouveau sachet.

