



Fiche technique


Agrafeuse chirurgicale

Référence(s)

A0F35RBDM - agrafes standards

Description

Agrafeuse chirurgicale à usage unique avec 35 agrafes en acier inoxydable

Modèle	A0F35RBDM
Taille de l'agrafe	0,5mm
Taille de l'agrafe après fermeture	5,9 mm*3,9mm 
Quantité d'agrafes (unités)	35
Méthode de stérilisation	ETO

Matière(s)

Corps de l'agrafeuse: Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Cartouche d'agrafes: Polycarbonate
Agrafes: Acier inoxydable à usage médical

Conditionnement

5 unités par boîte distributrice
100 unités par carton (20 boîtes distributrices)

Conditionnement

Emballage

Fabricant légal

Ningbo Advan Electrical Co.,Ltd
EN ISO 13485

Réglementation

Conforme à la Directive 93/42/CEE
Classe du dispositif: IIa stérile

- Veuillez consulter l'étiquetage ainsi que le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.



© 2022 Medline Industries LP ou l'une de ses filiales. Tous droits réservés.
TDS_Skinstapler_FR04