

Presentación del Producto

Emballage de 1000 U

- **Conditionnement:** 10 boîtes de 100 gants
- **Dimension:** 315 x 255 x 245 mm

Boîtes de gants

- **Contient:** 100 unités
- **Dimension:** 230 x 125 x 60mm



Étiquette

- Nom et adresse du fabricant
- Nom du produit en plusieurs langues
- Référence commerciale, lot et code-barres
- Pictogrammes de protection
- Législation et normes de référence
- Utilisations, applications et mises en garde
- Taille et nombre d'unités
- Usage unique
- Conditions de conservation
- Date de péremption
- Marquage CE

Características Generales

Description : Gants en latex noir.

Très soyeux et doux, ils offrent un confort optimal et une sensibilité tactile extrême. Poignet roulé.

Durée de conservation : 3 ans

Classification :

Dispositif médical de classe I ; Règlement (UE) 2017/745.
EPI de catégorie III. Règlement (UE) 2016/425

Tailles : XS, S, M, L et XL

Couleur : Noir

Propiedades Físicas

Composición: Látex de caucho, Azufre, Acelerador de caucho, Óxido de Zinc, Hidróxido de Potasio, Revestimientos Poliméricos, Dióxido de Titanio.

Características:

- Impermeabilidad AQL 1.5
- Contiene látex
- Ambidiestros
- Contenido en polvo < 2 mg por guante



Propiedad	Nivel de prestación/Resultado	Normas y estándares aplicados
Productos sanitarios Reglamento (UE) 2017/745		
Ausencia de agujeros	Cumple	EN 455-1:2000
Dimensiones	Cumple	EN 455-2:2015
Fuerza a la rotura	Cumple (media > 6 N)	
Requisitos de seguridad biológica.	Cumple	EN 455-3:2015

Equipos de Protección Individual Reglamento (UE) 2016/425		
Desteridad	5	EN ISO 21420:2020
Resistencia a la permeación de microorganismos		
Test de fuga de aire	Cumple	EN ISO 374-2
Test de fuga de agua	Cumple	
Protección contra bacterias y hongos	Cumple	EN ISO 374-5
Protección contra virus	Cumple	


VIRUS

GD06NDM

GUANTE DE LÁTEX NEGRO SIN POLVO

FICHA TÉCNICA

Resistencia a la permeación de productos químicos

(K) Hidróxido Sódico (40 %)	Clase 6/ Tiempo de permeación > 480 min	 KPT
(L) Ácido Sulfúrico (96 %)	Clase 1/ Tiempo de permeación > 10min	
(M) Ácido nítrico (65%)	Clase 1/ Tiempo de permeación >10 min	
(T) Formaldehído (37 %)	Clase 5/ Tiempo de permeación > 240 min	
(P) Peróxido de Hidrógeno (30%)	Clase 3/ Tiempo de permeación > 60 min	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 EN 16523-1:2015+A1:2018

Materiales plásticos destinados a contactar con alimentos Reglamento 10/2011

Test de Migración Etanol (10, 20, 50%) Aceite Vegetal	Cumple Cumple	EN 1186-7:2002	
---	------------------	----------------	--

Tallas

Dimensiones del Guante

Talla	Longitud (mm)	Ancho palma (mm) ± 10	Grosor ±0,02		Peso (g) ±0,3
			Palma(mm)	Dedo (mm)	
XS	≥240	≤ 80	0.10	0.10	4,6
S	≥240	80	0.10	0.10	5.0
M	≥240	95	0.10	0.10	5,5
L	≥240	110	0.10	0.10	6,2
XL	≥240	≥110	0.10	0.10	6,7

Ficha logística

REF - Talla	Cód. EAN		Kg Embalajes	Volumen m3	Cajas/ Palet	Montaje/ Palet (Cajas x alturas)
	Caja Interior	Embalaje				
GD06NADM- XS	8436613860007	8436613860052	5.50	0.01984	70	10 x 7
GD06NBDM- S	8436613860014	8436613860069	5.75	0.01984	70	10 x 7
GD06NCDM- M	8436613860021	8436613860076	6.30	0.01984	70	10 x 7
GD06NDDM- L	8436613860038	8436613860083	7.20	0.01984	70	10 x 7
GD06NEDM-XL	8436613860045	8436613860090	8.20	0.01984	70	10 x 7

Usos y aplicaciones

Guantes de exploración en el ámbito **sanitario**, uso médico o dental; se destina su uso a la protección del paciente y el usuario frente a riesgo **biológico y químico** bajo, cumple los requisitos para la comprobación de la seguridad microbiológica y de bajo riesgo químico. Se recomienda para tareas de corta duración y con una frecuencia de cambio elevada.

Son muy utilizados en la **industria ligera** y en el **ámbito doméstico**. También pueden usarse en la industria de la **alimentación** ya que estos guantes cumplen con lo requerido en el Reglamento 10/2011 referente a materiales destinados a entrar en contacto con alimentos.

No utilizar para la manipulación con disolventes orgánicos. Este producto contiene látex de caucho natural que puede causar reacciones alérgicas. NO REUTILIZAR

Condiciones de Almacenamiento

Mantener almacenado en un lugar fresco y seco. Evitar el exceso de calor y proteger de la exposición solar directa o iluminación fluorescente.

No almacenar estos guantes con disolventes orgánicos ya que pueden degradarlos.

La ventilación no es necesaria bajo condiciones normales de almacenamiento.

GD06NDM

GUANTE DE LÁTEX NEGRO SIN POLVO

FICHA TÉCNICA



Directivas y Normas de referencia

- EN ISO 374/1-3-4-5; Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos.
- EN ISO 21420:2020 Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo.
- EN 455/1-2-3; Guantes de protección médicos de un solo uso.
- ISO 13485:2003, Sistema de Calidad para la fabricación de Productos Sanitarios.
- ASTM D 6124-06, Contenido residual en polvo.
- Reglamento 10/2011 (Reglamento 2016/1416), sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos Texto pertinente a efectos del EEE.
- Reglamento CE/1935/2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
- Reglamento (UE) 2016/1416, que modifica y corrige el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos
- Reglamento (UE) 2016/425 referente a los Equipos de Protección Individual.
- Reglamento (UE) 2017/745, que regula los Productos Sanitarios.

Sistema de Gestión

Sistema de gestión de la calidad conforme a la norma ISO 13485.

Conformidad del Producto

