

exeol surf control

Détergent désinfectant des surfaces sans alcool

- Solution prête à l'emploi pour le nettoyage et la désinfection par essuyage des surfaces, du mobilier, des équipements lourds et des surfaces des dispositifs médicaux dans le cadre de la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement.



En tant que désinfectant de surfaces relevant du statut de produit biocide, **exeol surf control** est, selon l'Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), adapté pour la désinfection des surfaces des Dispositifs Médicaux dans le cadre de la maîtrise des risques microbiologiques liés à l'environnement. Exemples : stéthoscope, table d'opération, fauteuil roulant, moniteur, câble et connectique, tensiomètre, marteau à réflexe...

- Association synergique originale de deux actifs antimicrobiens (effet SCALE).
- Actif dès 2 min. (bactéricide, levuricide et virucide contre les virus enveloppés).
- Effet de nettoyabilité potentialisé par un surfactant sélectionné pour conférer une faible tension de surface (TS < 27mN/m).
- Large compatibilité avec les matériaux.
- Adapté aux surfaces en contact avec les denrées alimentaires.



SURFACES

➕ PRODUIT

SANS
ALCOOL

effet
SCALE

DÈS
2 MIN.

BONNES PRATIQUES



Usage sur les Dispositifs Médicaux dans le cadre de la maîtrise du risque microbiologique lié à l'environnement :



Mode d'emploi

- ⚠ **exeol surf control** s'utilise non dilué.
Respecter le plan d'hygiène de l'établissement.

Le bidon de 5L est conçu pour une utilisation en pulvérisateur à pression préalable. Il n'est pas conçu pour recharger d'autres flacons.

Lors de la première utilisation, retirer la bague d'invulnérabilité puis dévisser le bouchon.

1. Dévisser le bouchon du bidon et transvaser le contenu dans le pulvérisateur avant la mise sous pression. Refermer le bouchon du bidon.
 2. Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ($\pm 6\text{mL/m}^2$, à 20-30 cm de la surface).
 3. Nettoyer la surface par essuyage.
 4. Temps de contact : dès 2 min. selon le spectre d'activité recherché. Après le temps de contact approprié, laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche.
 5. Ne pas rincer (excepté les surfaces en contact avec les denrées alimentaires).
- Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

Présentations commerciales

- Carton 4 x 5L : EXS0102

exeol surf control

Détergent désinfectant des surfaces sans alcool

Propriétés microbiologiques

Conditions de saleté, prêt à l'emploi, 20°C :

	ESSAIS	SOUCHES	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide	EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia coli</i>	2 min.
	EN 13727 EN 16615	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	
	EN 13727 EN 16615	Souches additionnelles : <i>Acinetobacter baumannii</i> (Multidrug-resistant), <i>Escherichia coli</i> (Carbapenem-resistant), <i>Klebsiella pneumoniae</i> (Carbapenem-resistant), <i>Staphylococcus aureus</i> (Methicilin-resistant)	
Levuricide	EN 1650 EN 13624 EN 16615	<i>Candida albicans</i> Souche additionnelle : <i>Candida auris</i>	2 min.
Actif sur <i>Aspergillus fumigatus</i>	EN 13624 EN 17387	<i>Aspergillus fumigatus</i>	30 min.
Tuberculocide	EN 14348	<i>Mycobacterium terrae</i>	30 min.
Virucide contre les virus enveloppés ¹	EN 14476 EN 16777	Virus de la Vaccine ¹ souche <i>Elstree</i>	2 min.
Actif sur Norovirus et Rotavirus	EN 14476 EN 16777	Norovirus murin souche S-99, Rotavirus souche SA-11	15 min.
Actif sur Adénovirus	EN 14476	Adénovirus type 5	45 min.

¹Le Virus de la Vaccine est le virus représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A des normes EN 14476+A2 et EN 16777, comme par exemple : Virus de l'hépatite B (VHB) ; Virus de l'hépatite C (VHC) ; Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; Herpesviridae (Herpès virus) ; Coronavirus ; Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole ; ...

Composition	Caractéristiques	Précautions
Préparation liquide biocide TP2/TP4. Substances actives biocides (% m/m) : Chlorure d'alkyl(C12-16)dimethylbenzylammonium (CAS : 68424-85-1) 0,08% ; Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS : 7173-51-5) 0,16%.	- pH : 6,5 - 7,5 - Parfum : Non parfumé - Couleur : Incolore	Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. UFI : TE26-83D0-K23Q-5AP5

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE